

Asado first aid kit




Danyang Sunmed Healthcare Corporation No. 3, Bei Er Huan, 712380, Danyang, Zhejiang, China


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Shanghai) Effelstraße 80 20317 Hamburg, Germany

Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, the Netherlands

1 X ELASTIC GAUZE BANDAGE 4 M X 6 cm



4 X ALCOHOL PAD 6 X 3 CM



21 X ADHESIVE BANDAGE 50 X 100 MM 18 X 70 MM 10 X 40 MM




1X TRIANGULAR BANDAGE 96CM X 96CM X 136CM



4 X ANTISEPTIC CLEANSING WIPE 6 X 3 CM



1 X NON-WOVEN ADHESIVE TAPE 1,25 CM X 4 M



1 X SCISSORS



PBT BANDAGE
Intended use: Used to keep compresses or other medical dressings in place or to fixate compresses or other medical dressings.
Instruction for use: Wrap the bandage around the compress or dressing.
Do not apply excessive pressure. Place the end under the lower layers or use the adhesive tape to fixate the bandage.
Warning! For single use only. Non-sterile. Store in a cool and dry place. Do not apply directly onto the wound or injured skin. Release the bandage to reduce the pressure in case of discomfort. Use before the expiry date.

ALCOHOL PAD
Intended use: Used to clean the skin and the area around minor wounds.
Instruction for use: Clean the wound from the centre outwards to avoid getting bacteria into the wound. Throw the cleansing wipe away after use.
Warning! For single use only. For external use only. Do not use if the package is damaged. Avoid contact with the eyes. Store in a cool and dry place. Use before the expiry date.

ADHESIVE BANDAGE
Intended use: To be used on minor wounds or cuts.
Instruction for use: Clean the wound and the surrounding skin. Position the wound pad at the wound after the skin is dry. Replace the plaster strip every 24 hours or when it is wet.
Warning! For single use only. Store in a cool and dry place. Store below 25 °C. Do not use if the package is damaged. Use before the expiry date.

TRIANGULAR BANDAGE
This triangular bandage is a comfortable sling made of soft materials for additional comfort.
Instruction for use: This provides shoulder and arm support to relieve pain and immobilize the arm. Use before the expiry date.

ANTISEPTIC CLEANSING WIPE
Intended use: Used to clean, dry or protect the wound and the surrounding skin.
Instruction for use: Wipe the compress into the area that needs to be cleaned or dried. Or place the compress onto the wound that needs to be protected.
Warning! For single use only. Do not use if the package is damaged. Store in a cool and dry place. Use before the expiry date.

NON WOVEN ADHESIVE TAPE
Intended use: Used to fixate compresses or other medical dressings.
Instruction for use: Use the adhesive tape to keep the compress or other medical dressing in place. Do not apply the adhesive tape too tight.
Warning! For external use only. Store in a cool and dry place. Store below 25 °C. Keep away from children. Do not apply directly onto the wound or injured skin. Remove the tape if the skin becomes irritated and consult a doctor.

SCISSORS
Intended use: Used to cut bandages, gauze, dressings or other small first aid devices.
Warning! Keep away from children.

ELASTISCHE FIXIERBINDE
Verwendungsdruck: Zum Fixieren von Kompressen oder anderen medizinischen Verbindungen.
Gebrauchsanweisung: Die Fixierbinde um die Komresse oder den Verband wickeln. Keinen übermäßigen Druck ausüben. Das Ende unter die unteren Schichten schieben oder zur Befestigung der Fixierbind das Heftpflaster verwenden.
Warnung! Nur für den Einmalgebrauch. Nicht steril. Kühl und trocken lagern. Nicht direkt auf die Wunde oder Hautverletzungen aufbringen. Bei Beschwerden die Fixierbind lockern, um den Druck zu verringern. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

REINIGUNGSTUCH
Verwendungszweck: Zum Reinigen der Haut und des Bereichs in der Umgebung kleinerer Wunden.
Gebrauchsanweisung: Die Wunde und die umliegende Haut reinigen, um zu vermeiden, dass Bakterien in die Wunde gelangen. Das Reinigungstuch nach dem Gebrauch wegwerfen.
Warnung! Nur für den Einmalgebrauch. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Kontakt mit den Augen vermeiden. Kühl und trocken lagern. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

PFLASTERSTRIPS
Verwendungszweck: Für kleinere Wunden oder Schnitte.
Gebrauchsanweisung: Die Wunde und die umliegende Haut reinigen. Die Haut trocken lassen und das Wundpad auf der Wunde anbringen. Den Pflasterstrip alle 24 Stunden, oder wenn er durchfeuchtet ist, wechseln.
Warnung! Nur für den Einmalgebrauch. Kühl und trocken lagern. Unter 25 °C lagern. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

ARMSCHLINGE
Das Armschlinge ist ein komfortables Tragetuch aus weichen Materialien für zusätzlichen Komfort. Das Mitella Plus bietet Unterstützung für Schulter und Arm, um Schmerzen zu lindern und den Arm zu immobilisieren. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

ANTISEPTISCHES REINIGUNGSTUCH
Verwendungszweck: Zum Reinigen, Trocknen oder Schützen einer Wunde und der umliegenden Haut.
Gebrauchsanweisung: Den Bereich, der gereinigt oder getrocknet werden muss, mit der Kompresse abwischen. Alternativ die Kompresse auf die zu schützende Wunde legen.
Warnung! Nur für den Einmalgebrauch. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Kühl und trocken lagern. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

HEFTPFLASTER
Verwendungszweck: Zum Fixieren von Kompressen oder anderen medizinischen Verbindungen.
Gebrauchsanweisung: Das Heftpflaster zum Fixieren von Kompressen oder anderen medizinischen Verbindungen verwenden. Das Heftpflaster nicht zu fest anbringen.
Warnung! Nur zur äußerlichen Anwendung. Kühl und trocken lagern. Unter 25 °C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht direkt auf die Wunde oder Hautverletzungen aufbringen. Das Heftpflaster entfernen, wenn eine Hautreizung auftritt, und einen Arzt konsultieren.

SCHERE
Verwendungszweck: Zum Schneiden von Bandagen, Mullkompressen, Verbänden oder anderen kleinen Erste-Hilfe-Vorrichtungen.
Warnung! Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

BANDE EXTENSIBLE
Utilisation prévue : Utilisée pour maintenir en place des compresses ou autres pansements médicaux ou pour fixer des compresses ou autres pansements médicaux.
Mode d'emploi : Enroulez la bande autour de la compresses ou du pansement. N'appliquez pas une pression excessive. Placez l'extrémité sous les couches inférieures ou utilisez le spondrapp pour fixer la bande.
Attention ! À usage unique exclusivement. Non stérile. A conserver dans un endroit frais et sec. N'appliquez pas directement sur la blessure ou la peau blessée. Retirez le spondrapp et laissez la bande pour réduire la pression en cas de gêne. À utiliser avant la date de péremption.

LINGETTE NETTOYANTE
Utilisation prévue : Utilisée pour nettoyer la peau et la zone autour des petites blessures.
Mode d'emploi : Nettoyez la plaie du centre vers l'extérieur pour éviter l'entrée de bactéries dans la plaie. Jetez la lingette nettoyante après usage.
Attention ! À usage unique exclusivement. À usage externe uniquement. N'utilisez pas si l'emballage est endommagé. Évitez tout contact avec les yeux. À conserver dans un endroit frais et sec. À utiliser avant la date de péremption.

PANSEMENTS ADHÉSIFS
Utilisation prévue : À utiliser sur des blessures ou coupures mineures.
Mode d'emploi : Nettoyez la plaie et la peau environnante. Placez la partie adhésive centrée sur la plaie quand la plaie est sèche. Remplacez le pansement adhésif toutes les 24 heures ou lorsqu'il est mouillé.
Attention ! À usage unique exclusivement. A conserver dans un endroit frais et sec. Conservez en dessous de 25 °C. N'utilisez pas si l'emballage est endommagé. À utiliser avant la date de péremption.

BANDAGE TRIANGULAIRE
Le Bandage Triangulaire est une écharpe confortable faite de matériaux doux pour plus de confort. Offre un soutien des épaules et des bras pour soulager la douleur et immobiliser le bras. À utiliser avant la date de péremption.

LINGETTE NETTOYANTE ANTISEPTIQUE
Utilisation prévue : Utilisée pour fixer des compresses ou autres pansements médicaux.
Mode d'emploi : Utilisez le spondrapp pour maintenir en place la compresses ou tout autre pansement médical. Ne serrez pas trop le spondrapp.
Attention ! À usage unique uniquement. A conserver dans un endroit frais et sec. Conservez en dessous de 25 °C. A conserver hors de portée des enfants. N'appliquez pas directement sur la blessure ou la peau blessée. Retirez le spondrapp si la peau est irritée et consultez un médecin.

SPARADRAP
Utilisation prévue : Utilisé pour fixer des compresses ou autres pansements médicaux.
Mode d'emploi : Utilisez le sparadrapp pour maintenir en place la compresses ou tout autre pansement médical. Ne serrez pas trop le sparadrapp.
Attention ! À usage unique uniquement. A conserver dans un endroit frais et sec. Conservez en dessous de 25 °C. À conserver hors de portée des enfants. N'appliquez pas directement sur la blessure ou la peau blessée. Retirez le spondrapp si la peau est irritée et consultez un médecin.

CISEAUX
Utilisation prévue : Utilisés pour couper des bandes, des gazes, des pansements ou d'autres petits dispositifs de premiers secours.
Attention ! A conserver hors de portée des enfants.

ELASTISCH FIXATIEWINDESEL
Beoogd gebruik: Te gebruiken om kompressen of andere medische verbanden op vast te zetten.
Gebruiksaanwijzing: Wikkel het windsel rondom het kompresverband. Pas geen overmatige druk toe. Schuif het einde van het windsel onder de onderste lagen of gebruik de hechtpleister om het windsel mee vast te zetten.
Waarschuwing! Voor eenmalig gebruik. Niet steriel. Koel en droog bewaren. Plaats het windsel nooit direct op de wond of beschadigde huid. Haal het windsel iets los voor het verminderen van druk bij ongemak. Gebruik voor het verstrijken van de expiratie datum.

REINIGINGSDOEKJE
Beoogd gebruik: Voor het reinigen van de huid en het gebied rondom kleine wonden.
Gebruiksaanwijzing: Wikkel het windsel rondom het kompresverband. Pas geen overmatige druk toe. Schuif het einde van het windsel onder de onderste lagen of gebruik de hechtpleister om het windsel mee vast te zetten.
Waarschuwing! Voor eenmalig gebruik. Niet steriel. Koel en droog bewaren. Plaats het windsel nooit direct op de wond of beschadigde huid. Haal het windsel iets los voor het verminderen van druk bij ongemak. Gebruik voor het verstrijken van de expiratie datum.

PLEISTERSTRIPS
Beoogd gebruik: Te gebruiken bij kleine wonden of snijwonden.
Gebruiksaanwijzing: Maak de wond en de huid rondom de wond schoon. Plaats het wondkussens op de wond wanneer de huid weer droog is. Vervang de pleister iedere 24 uur of wanneer deze nat is.
Waarschuwing! Voor eenmalig gebruik. Koel en droog bewaren. Bewaar onder 25 °C. Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. Gebruik voor het verstrijken van de expiratie datum.

DRIEHOEKIG VERBAND
Dit driehoekig verband is een comfortabele mitella, gemaakt van zachte materialen voor extra comfort. Zorgt voor ondersteuning van de schouder en arm om pijnklachten te verminderen en de arm te immobiliseren. Gebruik voor het verstrijken van de expiratie datum.

ANTISEPTISCH REINIGINGSDOEKJE
Beoogd gebruik: Te gebruiken om de wond en de omringende huid te reinigen, te drogen of te beschermen.
Gebruiksaanwijzing: Gebruik het kompres in het gebied dat schoongemaakt of gedroogd moet worden. Of plaats het kompres op het gebied dat bescherming nodig heeft.
Waarschuwing! Voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. Koel en droog bewaren. Gebruik voor het verstrijken van de expiratie datum.

HECHTPLEISTER
Beoogd gebruik: Te gebruiken voor het vastzetten van kompressen of andere medische verbanden.
Gebrauksaanwijzing: Gebruik de hechtpleister om het kompres of andere medische verbanden op de plaats te houden. Breng de hechtpleister niet te strak aan.
Waarschuwing! Voor extern gebruik. Koel en droog bewaren. Bewaren onder 25°C. Buiten bereik van kinderen houden. Breng de hechtpleister nooit direct aan op de wond of beschadigde huid. Verwijder de hechtpleister wanneer de huid gereïrteerd raakt en raadpleeg een dokter.

SCHAAR
Beoogd gebruik: Te gebruiken voor het knippen van verbanden, gagesjes, kompressen of andere eerste hulp middelen.
Waarschuwing! Buiten bereik van kinderen houden.

OPASKA ELASTYCZNA
Przeznaczenie: Stosowana do utrzymywania kompresów lub innych opatrunków medycznych w pozdanym miejscu bądź do uieruchomienia kompresów lub innych opatrunków medycznych.
Instrukcja użycia: Oczyszcz i rannę w kierunku od środka do zewnątrz, aby uniknąć ponownego zarażenia się bakteriami do rany. Po użyciu chusteczki do czyszczenia skóry należy wyrzucić.
Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użycia. Produkt niejakościwy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie nakładać bezpośrednio na ranę lub zranioną skórę. W przypadku wystąpienia dyskomfortu pozwolować bandaż, aby zmniejszyć ucisk. Użyć przed upływem terminu ważności.

CHUSTECZKA DO CZYSZCZENIA SKÓRY
Przeznaczenie: Stosowana do oczyszczenia skóry i obszaru wokół drobnych ran.
Instrukcja użycia: Oczyszcz i rannę w kierunku od środka do zewnątrz, aby uniknąć ponownego zarażenia się bakteriami do rany. Po użyciu chusteczki do czyszczenia skóry należy wyrzucić.
Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użycia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie nakładać bezpośrednio na ranę lub zranioną skórę. W przypadku wystąpienia dyskomfortu pozwolować bandaż, aby zmniejszyć ucisk. Użyć przed upływem terminu ważności.

PLASTRY OPATUNKOWE
Przeznaczenie: Do stosowania na drobnych ranach lub rozcięciach.
Instrukcja użycia: Oczyszcz i rannę i skórę wokół niej. Umieść opatrunek na rannę, kiedy skóra wyschnie. Wymieńcie plaster opatrunkowy co 24 godziny lub kiedy zamoknie.
Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użycia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Użyć przed upływem terminu ważności.

TROJKĄTNY BANDAŻ
Ten trójkątny bandaż to wygodne nosidło wykonane z miękkich materiałów dla dodatkowego komfortu.
Zapewnia to podparcie barku i ramienia, aby zgłodzić ból i uieruchomić ramię. Użyć przed upływem terminu ważności.

ANTYSEPTYCZNA CHUSTECZKA DO CZYSZCZAJCAJA
Przeznaczenie: Stosowana do oczyszczania, osuszenia lub zabezpieczenia rany i skóry wokół niej.
Instrukcja użycia: Użyj przylepca do uieruchomienia kompresów lub innych opatrunków medycznych. Nie nakładaj przylepca zbyt ściśle.
Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użycia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie nakładaj bezpośrednio na ranę lub zranioną skórę. Zgłoś przy piepic, jeśli skóra ulegnie podrażnieniu i skonsultować się z lekarzem.

PRZYLEPIEC
Przeznaczenie: Stosowana do uieruchomienia kompresów lub innych opatrunków medycznych.
Instrukcja użycia: Użyj przylepca do uieruchomienia kompresów lub innych opatrunków medycznych. Nie nakładaj przylepca zbyt ściśle.
Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użycia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie nakładaj bezpośrednio na ranę lub zranioną skórę. Zgłoś przy piepic, jeśli skóra ulegnie podrażnieniu i skonsultować się z lekarzem.

NOŻYCZKI
Przeznaczenie: Stosowane do ciąćcia bandaży, gazy, opatrunków lub innych małych wyrobów pierwszej pomocy.
Ostrzeżenie! Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ELASTICKE OBINDADLO
Určené použitie: Používa sa na k udržení závojných kompresí alebo iných lekáarských krytí na mieste alebo k fixácii závojných kompresí alebo iných lekáarských krytí.
Návod k použitiu: Oviniť obväz kolem závojného kompresu alebo krytí. Nepoužívejte nadměrný tlak. Konec obvazu klesne pod dolní vrstvy nebo k upevnění obvazu použijte lepicí pásku.
Varování! Pouze k jednorázovému použití. Nesterilní. Skladujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte přímo na ránu nebo poraněnou pokožku. V případě nepříjemných pocitů obvaz uvolněte a snižte tak tlak. Použijte do data expirace.

ČISTIČÍ UBROUSEK
Určené použití: Používá se k vyčištění kůže a oblasti kolem menších poranění.
Návod k použití: Aby se do rány nedostaly bakterie, čistěte ránu od středu směrem ven. Po použití čistící ubrousek zlikvidujte.
Varování! Pouze k jednorázovému použití. Pouze k vnějšímu použití. Je-li obal poškozen, nepoužívejte. Zametez vniknutí do očí. Skladujte na chladném a suchém místě. Použijte do data expirace.

NÁPLAST DÉLENÁ
Určené použití: K použití na menší rány nebo pozezání.
Návod k použití: Ránu a okolí kůže vyčistěte. Jakmile kůže oschne, umístěte náplast na ránu. Dleňou náplast vyměňujte každých 24 hodin, nebo pokud zvlhne.
Varování! Pouze k jednorázovému použití. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladujte při teplotě nižší než 25 °C. Je-li obal poškozen, nepoužívejte. Použijte do data expirace.

TROJHOLNÝ OBVAZ
Tento trojúhelníkový obväz je pohodlný popruh vyrobený z měkkých materiálů pro větší pohodlí.
Tento trojúhelníkový obväz je pohodlný popruh vyrobený z měkkých materiálů pro větší pohodlí.
To poskytuje rameno a pažní podporu pro zmiňování bolesti a znehybnění paže. Použijte před datumem spotřeby.

ANTISEPTICKÉ ČISTIČÍ UBROUSEK
Určené použití: Používá se na vyčištění, osušení nebo ochranu rány a okolní kůže.
Návod k použití: Kompres otřete oblast, která potřebuje vyčistit nebo osušit. Nebo umístěte kompres na ránu, kterou je třeba chránit.
Varování! Pouze k jednorázovému použití. Je-li obal poškozen, nepoužívejte. Skladujte na chladném a suchém místě. Použijte do data expirace.

LEPICÍ PÁSKA
Určené použití: Používá se k fixaci kompresů nebo jiných lékařských krytí.
Návod k použití: Lepicí pásku použijte k udržení kompresu nebo jiných lékařských krytí na místě. Lepicí pásku přilijte neutečlivě.
Varování! Pouze k vnějšímu použití. Skladujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte přímo na ránu nebo poraněnou kůži. Dávejte si pozor při podražení kůže, pokud sejměte a poradte se s lékařem.

NŮŽKY
Určené použití: Používají se ke stříhání obvazů, gáz, krytí na rány nebo jiných zdravotních prostředků první pomoci.
Varování! Uložte na místo chráněné před dětmi.

ELASTICKÝ OBVAZ FIXAČNÝ
Zamýšlené použití: Drží alebo fixuje kompresy alebo iné zdravotnícké obvazy na mieste.
Návod na použitie: Obvazom obväzíte kompres alebo obväz. Neaplikujte príliš veľký tlak. Konec obvazu umiestnite pod spodné vrstvy alebo ho zafixujte pomocou lepickej pásky.
Varovanie! Len na jedno použitie. Nesterilní. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Neaplikujte priamo na ránu alebo poranenú pokožku. V prípade nepohodlivých pocitů obvaz uvoľnite a snižte tak tlak. Použijte pred dátumom spotreby.

ČISTIACA UTIERKA
Zamýšlené použitie: Čistenie pokožky a oblasti okolo menších rán.
Návod na použitie: Rannu čistite zo stredu smerom von, aby ste do nej nezanesli baktérie. Čistiacu utierku po použití vyhodte.
Varovanie! Len na jedno použitie. Len na vonkajšie použitie. Ak je balenie poškodené, výrobok nepoužívajte. Zadržte kontaktu s očami. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Použijte pred dátumom spotreby.

NÁPLAST – PRŮŽKY
Zamýšlené použití: Aplikácia na menšie rany alebo porazania.
Návod na použitie: Očistite ranu a okolitú pokožku. Keď je pokožka suchá, umiestnite na ranu vankúšik náplasti. Prúžok náplasti vymeňte každých 24 hodín alebo v prípade, ak je mokrá.
Varovanie! Len na jedno použitie. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte pri teplote nižšej ako 25 °C. Ak je balenie poškodené, výrobok nepoužívajte. Použijte pred dátumom spotreby.

TROJHOLNÍKOVÝ OBVAZ
Tento trojúhelníkový obväz je pohodlný popruh vyrobený z měkkých materiálů pro větší pohodlí.
Tento trojúhelníkový obväz je pohodlný popruh vyrobený z měkkých materiálů pro větší pohodlí.
To poskytuje podporu ramena a paží na zmiernenie bolesti a znehybnenie paže. Použijte pred dátumom spotreby.

ANTISEPTICKÁ ČISTIČKA UTIERKA
Zamýšlené použitie: Čistenie, osušenie alebo ochrana rány a okolitej pokožky.
Návod na použitie: Kompresom otrite miesto, ktoré je potrebné očistiť alebo osušiť. Kompres pripadne umiestnite na ránu, ktorú je potrebné chrániť.
Varovanie! Len na jedno použitie. Ak je balenie poškodené, výrobok nepoužívajte. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Použijte pred dátumom spotreby.

CEVROVÁ TEXTILNÁ NÁPLAST
Zamýšlené použitie: Fixovanie kompresov alebo iných zdravotníckych obväzov.
Návod na použitie: Cievkovú textilnú náplast použijte na zaistenie kompresu alebo iného zdravotníckeho obväzu na mieste. Cievkovú textilnú náplast nasačujte príliš netesno.
Varovanie! Len na vonkajšie použitie. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte pri teplote nižšej ako 25 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužíjte priamo na ranu alebo poranenú pokožku. Ak je pokožka podráždená, náplast odstráňte a poradte sa s lekárom.

NOŽNICE
Zamýšlené použitie: Strahenie obvazov, gáz, obväzov alebo iných malých materiálov prvej pomoci.
Varovanie! Uchovávajte mimo dosahu detí.

VENDA ELASTICA
Uso previsto: Se utiliza para mantener en su lugar o fijar compresas u otros apósitos médicos. Instrucciones de uso: Desenrolle la venda envolviendo la compresa o el apósito.
No aplique una presión excesiva. Coloque el extremo de tal manera que quede fijo debajo de las capas inferiores o utilice el esparadrapp para fijar el vendaje.
Advertencia! Para un solo uso. No estéril. Conservar en un lugar fresco y seco. No aplicar directamente sobre la herida o la piel lesionada. Suelte el vendaje para reducir la presión en caso de molestias. Usar antes de la fecha de caducidad.

TOALLITA LIMPADRORA
Uso previsto: Se usa para limpiar la piel y el área alrededor de heridas menores.
Instrucciones de uso: Limpie la herida y la piel circundante. Coloque la almohadilla sobre la herida una vez la piel esté seca. Reemplace la tirita cada 24 horas o cuando esté húmeda.
Advertencia! Para un solo uso. Conservar en un lugar fresco y seco. Almacenar a menos de 25 °C. No usar si el envase está dañado. Conservar en un lugar fresco y seco. Usar antes de la fecha de caducidad.

TIRITAS
Uso previsto: Para su uso en heridas o cortes menores.
Instrucciones de uso: Limpie la herida y la piel circundante. Coloque la almohadilla sobre la herida una vez la piel esté seca. Reemplace la tirita cada 24 horas o cuando esté húmeda.
Advertencia! Para un solo uso. Conservar en un lugar fresco y seco. Almacenar a menos de 25 °C. No usar si el envase está dañado. Usar antes de la fecha de caducidad.

VENDA TRIANGULAR
Este vendaje triangular es un cabestrillo cómodo hecho de materiales suaves para mayor comodidad.
Instrucciones de uso: Aplice la compresa en el hombro y el brazo para aliviar el dolor e inmovilizar el brazo. Usar antes de la fecha de caducidad.

TOALLITA LIMPADRORA ANTISEPTICA
Uso previsto: Se utiliza para limpiar, secar o proteger la herida y la piel circundante.
Instrucciones de uso: Aplique la compresa en el área que debe limpiarse o secarse. O coloque la compresa sobre la herida que debe protegerse.
Advertencia! Para un solo uso. No usar si el envase está dañado. Conservar en un lugar fresco y seco. Usar antes de la fecha de caducidad.

ESPARADRAPP
Uso previsto: Se utiliza para fijar compresas u otros apósitos médicos. Instrucciones de uso: Utilice el esparadrapp para mantener la compresa u otro apósito médico en su lugar. No apriete demasiado el esparadrapp.
Advertencia! Solo para uso externo. Conservar en un lugar fresco y seco. Almacenar a menos de 25 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar directamente sobre la herida o la piel lesionada. Retire el esparadrapp si se le irrita la piel y consulte a un médico.

TIJERAS
Uso previsto: Se usan para cortar vendajes, gasas, apósitos u otros pequeños materiales de primeros auxilios.
Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños.

BENDA ELASTICA
Uso previsto: Utilizzata per tenere ferme o fissare garze o altre medicazioni. Istruzioni per l'uso: Arrotolare la benda attorno alla garza o alla medicazione. Non applicare una pressione eccessiva. Per fissare la benda, collocare l'estremità sotto gli strati inferiori o utilizzare del cerotto.
Attenzioni: È un prodotto monouso. Non sterile. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non applicare direttamente sulla ferita o sulla cute danneggiata. In caso di fastidio, allentare la benda per ridurre la pressione. Utilizzare entro la data di scadenza.

SALVIETTA
Uso previsto: Utilizzata per pulire la cute e l'area attorno a piccole ferite. Istruzioni per l'uso: Pulire la ferita e l'area cutanea circostante. Posizionare il tampone del cerotto sulla ferita dopo che la cute si sarà asciugata. Sostituire il cerotto ogni 24 ore o quando diventa umido.
Attenzioni: È un prodotto monouso. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Utilizzare entro la data di scadenza.

CEROTTI
Uso previsto: Da utilizzare su piccole ferite o tagli.
Istruzioni per l'uso: Pulire la ferita e l'area cutanea circostante. Posizionare il tampone del cerotto sulla ferita dopo che la cute si sarà asciugata. Sostituire il cerotto ogni 24 ore o quando diventa umido.
Attenzioni: È un prodotto monouso. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Utilizzare entro la data di scadenza.

BENDAGGIO TRIANGOLARE
Questo bendaggio triangolare è una comoda imbracatura realizzata con materiali morbidi per un maggiore comfort.
C'è fornisce supporto per spalla e braccio per alleviare il dolore e immobilizzare il braccio. Utilizzare entro la data di scadenza.

SALVIETTA DETERGENTE ANTISEPTICA
Uso previsto: Utilizzata per pulire, asciugare o proteggere la ferita e l'area cutanea circostante.
Istruzioni per l'uso: Strofinare la garza sull'area da pulire o asciugare. In alternativa, collocare la garza sulla ferita da proteggere.
Attenzioni: È un prodotto monouso. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare entro la data di scadenza.

CEROTTO
Uso previsto: Utilizzata per fissare le garze o altre medicazioni. Istruzioni per l'uso: Utilizzare il cerotto per tenere ferme garze o altre medicazioni. Non stringere troppo il cerotto durante l'applicazione.
Attenzioni: Solo per uso esterno. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non applicare direttamente sulla ferita o sulla cute danneggiata. In caso di irritazione cutanea, rimuovere il cerotto e consultare un medico.

FORBICI
Uso previsto: Usate per tagliare bande, garze, medicazioni o altri piccoli dispositivi di primo soccorso.
Attenzioni: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ELASTISKT BANDAGE
Avsedd användning: Används för att hålla kompresser eller andra medicinska förband på plats. För bruk av medicinska förband.
Bruksanvisning: Länga bandaget runt kompressen eller förbandet.
Uppmärksamhet: Använd inte direkt på sår eller skadad hud.
Varning! Endast för engångsbruk. Använd inte om förpackningen är skadad. Förvara på en sval och torr plats. Applicera inte direkt på sår eller skadad hud. Släpp bandaget för att minska trycket vid obehag. Använd före utgångsdatum.

RENGÖRINGSSERVETT
Avsedd användning: Används för att rengöra huden och området runt mindre sår. Bruksanvisning: Rengör sår och den omgivande huden. Placera särkudden vid sår efter att huden är torr. Byt ut dispenser var 24:e timme eller när den är blöt.
Varning! Endast för engångsbruk. Förvara på en sval och torr plats. Butk nedan 25°C. Använd inte om förpackningen är skadad. Använd före utgångsdatum.

PLÅSTER
Avsedd användning: Används på mindre sår eller skårår.
Bruksanvisning: Rengör sår och den omgivande huden. Placera särkudden vid sår efter att huden är torr. Byt ut dispenser var 24:e timme eller när den är blöt.
Varning! Endast för engångsbruk. Förvara på en sval och torr plats. Butk nedan 25°C. Använd inte om förpackningen är skadad. Använd före utgångsdatum.

TREANGULÄRT FÖRBINDELSE
Detta triangulära bandage är en bekväm sele gjord av mjuka material för extra komfort. Detta ger axel- och armstöd för att lindra smärta och immobilisera armen. Använd före utgångsdatum.

ANTISEPTISK RENGÖRINGSSERVETT
Avsedd användning: Används för att rengöra, torka eller skydda sår och den omgivande huden.
Bruksanvisning: Torka av kompressen i området som behöver rengöras eller torkas. Eller placera kompressen på sår som behövs skyddas.
Varning! Endast för engångsbruk. Använd inte om förpackningen är skadad. Förvara på en sval och torr plats. Använd före utgångsdatum.

NON-WOVEN TEJP
Avsedd användning: Används för att fixera kompresser eller andra medicinska förband. Användningsinstruktion: Använd den självhäftande tejp för att hålla kompresser eller annat medicinskt förband på plats. Applicera inte den självhäftande tejp för sår.
Varning! Endast för extern användning. Förvara på en sval och torr plats. Förvaras under 25 °C. Håll borta från barn. Applicera inte direkt på sår eller skadad hud. Ta bort tejp om huden blir irriterad och kontakta en läkare.

SAX
Avsedd användning: Används för att klippa bandage, gasor, förband eller andra små första hjälpen-objekt.
Varning! Håll borta från barn.

Asado first
aid kit

2190




Danyang Sunmed Healthcare Corporation No. 3, Bei Er Huan, 212300, Danyang Jiangsu, China


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Effelstraße 80 20517 Hamburg, Germany

Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, the Netherlands

2 X
STING RELIEF PREP PADS
6 X 3 CM



1X GAUZE PAD
5 X 5 CM



1 PAIR
DISPOSABLE GLOVES
24 X 15 CM



UK

STING RELIEF PREP PADS
Intended use: Help to prevent infection in minor scrapes and offer temporary relief of itching from insect bites. Instruction for use: Apply topically as needed to cleanse the intended area. Warning! For single use only. Do not use if the package is damaged. Store in a cool and dry place. Use before the expiry date.

GAUZE PAD
Sterile gauze pad, for first aid. Intended use: Used to protect wounds and to absorb blood or other fluids. Warning! For single use only. Store in a cool and dry place. Use before the expiry date.

DISPOSABLE GLOVES
Intended use: Disposable gloves help to protect against the transmission of disease and illness. Note that the responder must still wash his or her hands after the gloves are removed to eliminate the risk of disease transmission. Warning! For single use only. Do not use if the package is damaged. Store in a cool and dry place. Use before the expiry date.

DE

STING RELIEF PREP PADS
Anwendung: Zur Vorbeugung von Infektionen bei kleineren Schürfwunden und zur vorübergehenden Linderung des Juckreizs bei Insektenstichen. Gebrauchsanweisung: Die betroffene Stelle direkt reinigen. Achtung! Nur zur einmaligen Anwendung. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Kühl und trocken lagern. Vor dem Verfallsdatum verwenden.

GAUZE PAD
Sterile Mullbinde. Für die Erste Hilfe. Anwendung: Zum Schutz von Wunden und zum Aufsaugen von Blut oder anderen Flüssigkeiten. Achtung! Nur zur einmaligen Anwendung. Kühl und trocken lagern. Vor dem Verfallsdatum verwenden.

EINWEGHANDSCHUHE
Anwendung: Einweghandschuhe schützen vor der Übertragung von Krankheiten und Erregern. Bitte nach dem Gebrauch die Hände waschen, um das Risiko von Krankheitsübertragungen zu vermeiden. Achtung! Nur zur einmaligen Anwendung. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Kühl und trocken lagern. Vor dem Verfallsdatum verwenden.

FR
BE

PATCHS APAISANTS PIQÛRES
Usage prévu : Prévention de l'infection d'égratignures mineures et apaisement des démangeaisons des piqûres d'insectes. Instructions d'utilisation : Appliquer localement au besoin afin de nettoyer la zone concernée. Attention ! À usage unique seulement. Ne pas utiliser si le paquet est abîmé. Conserver dans un lieu frais et sec. Utiliser avant la date d'expiration.

COMPRESSE DE GAZE
Comresse de gaze stérile pour premiers secours. Usage prévu : Protection des blessures et absorption du sang ou autres fluides. Attention ! À usage unique seulement. Conserver dans un lieu frais et sec. Utiliser avant la date d'expiration.

GANTS JETABLES
Usage prévu : Gants jetables pour la protection contre la transmission des maladies et bactéries. Notez qu'il faut éliminer tout risque de transmission de maladie, l'intervenant doit toujours laver ses mains après avoir retiré les gants. Attention ! À usage unique seulement. Ne pas utiliser si le paquet est abîmé. Conserver dans un lieu frais et sec. Utiliser avant la date d'expiration.

NL
BE

VOORBEREIDENDE PADS VOOR JEUK- EN PIJNVERLICHTING
Gebruik: helpt infecties bij kleine schaafwonden te voorkomen en biedt tijdelijke verlichting van jeuk door insectenbeten. Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op de huid die je wilt schoonmaken. Waarschuwing! Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Op een koele en droge plaats bewaren. Vóór de vervaldatum gebruiken.

GAAS
Steriel gaas. Voor eerste hulp. Gebruik: wordt gebruikt om wonden te beschermen en om bloed of andere vloeistoffen te absorberen. Waarschuwing! Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Op een koele en droge plaats bewaren. Waarschuwing! Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Op een koele en droge plaats bewaren. Vóór de vervaldatum gebruiken.

WEGWERPHANDSCHOENEN
Gebruik: wegwerphandschoenen helpen om te beschermen tegen de overdracht van ziekten en aandoeningen. Houd er rekening mee dat de hulpverlener zijn of haar handen nog steeds moet wassen nadat de handschoenen zijn uitgetrokken om het risico op ziekteoverdracht te verkleinen. Waarschuwing! Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Op een koele en droge plaats bewaren. Vóór de vervaldatum gebruiken.

PL

PLASTRY NA UZADLENIA
Użytkowanie: Pomaga uniknąć infekcji w miejscach drobnych zranień i przynosi ulgę przy uzadleniach owadów. Instrukcja użytkowania: Do użytku zewnętrznego w celu oczyszczenia miejsca uzadlenia. Ostrzeżenie! Do użytku jednorazowego. Nie używaj produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Użyj przed upłynięciem daty ważności.

OPATRUNKI Z GAZY
Sterylny opatrunek z gazy. Użytkowanie: Do ochrony ran i wchłaniania krwi lub innych płynów. Ostrzeżenie! Do użytku jednorazowego. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Ostrzeżenie! Do użytku jednorazowego. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Użyj przed upłynięciem daty ważności.

REKAWICZKI JEDNORAZOWE
Użytkowanie: Jednorazowe rękawiczki zapobiegają przenoszeniu się zarazków i chorób. Pamiętaj o umyciu rąk po zdjęciu rękawiczek, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia się chorób. Ostrzeżenie! Do użytku jednorazowego. Nie używaj produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Użyj przed upłynięciem daty ważności.

CZ

POLŠTÁRKY PRO ÚLEUVU PO BODNUTÍ
Účel použití: Pomáhá předcházet infekci u drobných škrábanců a nabízí dočasnou úlevu od svědění po bodnutí hmyzem. Návod k použití: Aplikujte lokálně podle potřeby k vyčištění infikované oblasti. Pozor! Pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Skladujte na chladném a suchém místě. Použijte před datem expirace.

GAZOVÝ POLŠTÁŘEK
Sterilní gázový polštářek první pomoci. Účel použití: Používá se k léčbě ran a k absorpci krve nebo jiných tekutin. Pozor! Pouze pro jednorázové použití. Skladujte na chladném a suchém místě. Pozor! Pouze pro jednorázové použití. Skladujte na chladném a suchém místě. Použijte před datem expirace.

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
Účel použití: Jednorázové rukavice pomáhají chránit před přenosem nákaz a nemocí. Pamätajte, že ošetrovateli si musí i po sundaní rukavíc umyť ruce, aby se zamezilo riziku přenosu nemocí. Pozor! Pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Skladujte na chladném a suchém místě. Použijte před datem expirace.

SK

OCHRANNÉ OBRÚSKY PROTI ŠTÍPANCOM
Použitie: Pomáha predchádzať infekcii pri drobných škrabancoch a poskytuje dočasnú úľavu od svrbenia po uštipnutí hmyzom. Návod na použitie: Aplikujte lokálne podľa potreby na vyčistenie určenej oblasti. Pozor! Len na jednorazové použitie. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Spotrebujte pred uplynutím dátumu spotreby.

Gáza
Sterilná gáza určená na prvú pomoc. Použitie: Používa sa na ochranu rán a na absorpciu krvi alebo iných tekutín. Pozor! Len na jednorazové použitie. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Pozor! Len na jednorazové použitie. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Spotrebujte pred uplynutím dátumu spotreby.

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
Použitie: Jednorázové rukavice pomáhajú chrániť pred prenosom chorôb a ochorení. Berte na vedomie, že po zosadení rukavíc si musí osoba vykonávajúca zásah umyť ruky, aby sa tak eliminovalo riziko prenosu ochorenia. Pozor! Len na jednorazové použitie. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Spotrebujte pred uplynutím dátumu spotreby.

ES

TOALLITAS PARA PICADURAS
Uso: previenen la infección de rasguños y alivian temporalmente la comezón causada por picaduras de insectos. Instrucciones de uso: Aplicar de forma tópicamente cuando sea necesario para limpiar la zona afectada. ¡Advertencia! Producto de un solo uso. No utilizar si el envase está dañado. Guardar en un lugar fresco y seco. Utilizar antes de la fecha de caducidad.

GASA
Gasa estéril para primeros auxilios. Uso: protege las heridas y absorbe sangre y otros fluidos. ¡Advertencia! Producto de un solo uso. Guardar en un lugar fresco y seco. ¡Advertencia! Producto de un solo uso. Guardar en un lugar fresco y seco. Utilizar antes de la fecha de caducidad.

GUANTES DESECHABLES
Uso: guantes de un solo uso para prevenir la transmisión de enfermedades. Es fundamental lavarse las manos después de quitarse los guantes para evitar la transmisión de enfermedades. ¡Advertencia! Producto de un solo uso. No utilizar si el envase está dañado. Guardar en un lugar fresco y seco. Utilizar antes de la fecha de caducidad.

IT

SALVIETTE LENITIVE DOPO PUNTURA
Uso previsto: aiutano a prevenire le infezioni in presenza di piccoli graffi e forniscono sollievo temporaneo dalle punture di insetti. Istruzioni per l'uso: Applicare localmente secondo necessità per pulire l'area interessata. Attenzione! Solo per uso singolo. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Riporre in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare entro la data di scadenza.

TAMPONE DI GARZA
Tampone di garza sterile. Per il primo soccorso. Uso previsto: pensato per la protezione delle ferite e l'assorbimento di sangue e altri fluidi. Attenzione! Solo per uso singolo. Riporre in un luogo fresco e asciutto. Attenzione! Solo per uso singolo. Riporre in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare entro la data di scadenza.

GUANTI MONOUSO
Uso previsto: guanti monouso per proteggersi dal contagio e dalla trasmissione di malattie. Si prega di notare che il soccorritore deve comunque lavarsi le mani in seguito alla rimozione dei guanti, per eliminare il rischio di contagio. Attenzione! Solo per uso singolo. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Riporre in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare entro la data di scadenza.

SE

RENGÖRINGSSERVETT MOT SÅR OCH INSEKTSBETT
Avsedd användning: Hjälper till att förhindra infektion i mindre sår och ger tillfällig lindring av klåda från insektsbett. Användningsinstruktion: Applicera lokalt efter behov för att rengöra det avsedda området. Varning! Endast för engångsbruk. Använd inte om förpackningen är skadad. Förvara på en sval och torr plats. Använd före utgångsdatum.

GASBINDA
Steril gasbinda för första hjälpen. Avsedd användning: Andvänds för att skydda sår och för att absorbera blod eller andra vätskor. Varning! Endast för engångsbruk. Förvara på en sval och torr plats. Använd före utgångsdatum.

ENGÅNGSHANDSKAR
Avsedd användning: Engångshandskar hjälper till att skydda mot överföring av sjukdom och smitta. Observera att händer fortfarande måste tvättas efter att handskarna tagits av för att eliminera risken för sjukdomsöverföring. Varning! Endast för engångsbruk. Använd inte om förpackningen är skadad. Förvara på en sval och torr plats. Använd före utgångsdatum.

Asado first
aid kit

2190



Danyang Sunmed Healthcare Corporation No. 3, Bei Er Huan, 212300, Danyang Jiangsu, China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Effelstraße 80 20517 Hamburg, Germany

Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, the Netherlands